



با اطمینان  
بخند بزن!



## درباره ما

این شرکت همواره می‌کوشد با توکل برداوند متعال و تکیه بر توان و همت نیروهای متخصص داخلی خود، محصولاتی باکیفیت و قابل رقابت با بهترین نمونه‌های خارجی تولید نماید. در راستای تحقق این هدف متعالی، گلچینی از بهترین‌ها برای شما به ارمغان آورده شده است، با ما همراه باشید...

در حال حاضر این شرکت بر اساس تاییدیه‌های صادره از مراجع ذیصلاح، به عنوان بزرگترین مجتمع ساخت محصولات مرتبط با بهداشت دهان و دندان در کشور شناخته می‌شود. محصولات این شرکت با برندهای نیودنت و کانفیدنت در بالاترین سطوح کیفی از لحاظ مواد اولیه مورد استفاده، فرآیند تولید و همچنین کیفیت بسته‌بندی، تولید و روانه بازار می‌شوند.

شرکت تاج سلامت ایرانیان با هدف پوشش نیاز بازار داخل کشور و همچنین کشورهای همسایه به محصولات باکیفیت در زمینه بهداشت دهان و دندان از جمله مسواک و نخ‌دندان در سال ۱۳۹۶ در شهرک صنعتی بهارستان استان البرز در مکانی به وسعت بیش از ۲۰ هزار مترمربع تأسیس گردید.



@confident.ir



www.confident.ir



info@confident.ir

کرج، کمالشهر، شهرک صنعتی بهارستان




تلفن: ۰۲۶ - ۳۴۷۶۰۹۷۴





**TurboWhite** Technology

**CT-Bristles** Technology



## Turbo White Technology

شرکت تاج سلامت ایرانیان به عنوان شرکتی پیشگام در زمینه ایجاد و استفاده از فن آوری‌های نوین و در راستای پوشش نیاز بازار داخل کشور، ضمن همکاری دو جانبه با شرکت‌های بزرگ پلیمری، موفق به ساخت مسواک‌هایی با الیاف نایلونی ویژه شده است که در آن، ضمن بهبود خواص عمومی الیاف نایلونی، سه ویژگی کلیدی دیگر نیز به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است:

- گردشگری کامل لبه انتهایی هرتک-رشته نایلونی
- کاهش میزان جذب رطوبت
- افزایش کمی و کیفی طیف رنگ های مورد استفاده

## CT-Bristles Technology

الیاف CT-Bristles به عنوان آخرین نسل فیلامنت‌های مسواک، برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ در کشور ژاپن به بازار جهانی معرفی گردید. برخلاف انواع متداول الیاف نایلونی که لبه انتهایی آن‌ها با روش‌های صرفاً فیزیکی تا حدود ۲۰٪ نسبت به بدنه باریک‌تر می‌شود، در CT-Bristles به کمک روش‌های ترکیبی شیمیایی و فیزیکی پیچیده، ضخامت لبه انتهایی هر فیلامنت را می‌توان تا ۹۵٪ نسبت به بدنه آن کاهش داد، بنابراین امکان نفوذ به فضای بین‌دندانی متراکم فراهم شده و هرگونه جرم، پلاک و باقیمانده غذایی از میان دندان‌ها پاک‌سازی می‌شود.

### مزایای CT-Bristles عبارتند از:

- وزن سبک‌تر که سبب ایجاد فشار کم‌تر روی مینای دندان و ماساژ لثه در حین استفاده می‌شود.
- افزایش سطح پاک‌سازی به علت تراکم بیشتر مسواک‌های مجهز به الیاف CT-Bristles
- تنوع رنگی بی‌نظیر
- جذب آب بسیار کمتر ( استحکام بیشتر الیاف )
- بازیابی خمشی بیشتر ( بازگشت بهتر به حالت اولیه پس از خمیدگی )


## مراقبت از دهان و دندان

مراقبت خوب از دندان یا دهان برای حفظ سلامت دندان‌ها، لثه‌ها و زبان بسیار مهم است. مشکلات دهان از جمله: بیماری‌های لثه، بوی بد دهان، خشکی دهان، پوسیدگی دندان با تشخیص و مراقبت مناسب قابل درمان هستند.

برای اینکه لثه‌ها و دندان‌های سالمی داشته باشید و در هزینه و زمان صرفه جویی کنید باید از طریق مسواک زدن روزانه و نخ دندان کشیدن جهت از بین بردن پلاک‌ها و باکتری‌ها اقدام کرده و از دندان‌ها به درستی مراقبت کنید.

### عوارض مسواک نزدن از کودکی:

- پلاک دندان
- بوی بد دهان
- مسمومیت غذایی
- خارش پوست، آکنه و عفونت‌های پوستی
- ایمنی کمتر در برابر سرماخوردگی و آنفولانزا
- انتشار میکروب‌ها به افراد دیگر
- افزایش خطر التهاب و عفونت جدی دهان
- پوسیدگی دندان، بیماری لثه و از دست دادن دندان
- مشکلات اجتماعی/روانی به دلیل بهداشت فردی و ظاهر نامناسب
- افزایش خطر بیماری قلبی، سکته مغزی، دیابت، عوارض بارداری، زوال عقل (از جمله بیماری آلزایمر) و بیماری‌های تنفسی (از جمله ذات‌الریه)







## گلدن چارکول

### GOLDEN CHARCOAL

کد: A4.01

سفیدکننده  
طبیعی

- اولین مسواک کربن اکتیو در ایران
- الیاف فوق‌باریک CT-Bristles با ۲ برابر ضخامت کم‌تر
- کربن فعال (ذغالی) با قدرت جذب بالا جهت پاکسازی حفره‌های دندان و فضای بین دندانی
- سفید کننده طبیعی دندان



جنس الیاف:



درجه بندی الیاف:

کربن فعال قابلیت اتصال به عناصر اسیدی موجود در دهان را دارد و در نتیجه سرعت دفع آنها از بدن را افزایش می‌دهد. از این رو مسواک زدن با این نوع مسواک‌ها PH دهان را به سمت خنثی شدن پیش می‌برد و به کاهش تجمع پلاک اسیدی کمک می‌کند. استفاده از این محصول به دلیل دارا بودن کربن فعال در بهبود روند بازسازی دندان‌ها کمک شایانی می‌کند و همچنین به علت وجود ترکیبات معدنی در مسواک‌های ذغالی باعث از بین رفتن کلسیم دندان نمی‌گردد. مسواک زدن با کربن فعال، ظاهر دندان را بهبود بخشیده و دندان‌ها را تا چند برابر روشن‌تر می‌کند.







الیاف ذغالی  
با خاصیت کربن فعال

کد: A3.01

ایده آل برای  
دندان‌های  
حساس

## شاین SHINE

- طراحی زیبا و چشم نواز
- الیاف فوق‌باریک CT-Bristles با ۲ برابر ضخامت کم‌تر جهت سهولت دسترسی به فضاهای بین‌دندانی
- چیدمان متراکم ۵۷ حفره‌ای برای پوشش کامل سطوح دندان و پاک‌سازی از هرگونه جرم و پلاک
- مناسب برای لثه‌های ملتهب و قابل تجویز توسط دندان‌پزشکان

درجه بندی الیاف:  SOFT

جنس الیاف:  With CT-Bristles



# لیزرپیک



## پرایم PRIME

کد: A2.01

### آنتی پلاک

- طراحی ارگونومیک و ضد لغزش دسته
- دارای پد پاک کننده زبان برای پاک سازی سطح زبان از وجود باکتری ها
- دارای الگوی کاشت دایره ای برای پوشش ۳۶۰ درجه کلیه سطوح دندان
- دارای پولیشر دندان
- دارای درپوش آنتی باکتریال با " نشانگر زمان تعویض "

M  
MED

S  
SOFT

درجه بندی الیاف:

Turbo  
White  
Technology

With  
CT-Bristles

جنس الیاف:

## توربو کلین TURBO CLEAN

- طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته
- الیاف با الگوی کاشت زاویه دار برای پاکسازی بهتر کلیه سطوح دندان
- دارای الیاف با خواص ویژه درمانی: یون نقره، کربن فعال
- دارای الیاف ترکیبی CT-Bristles و نایلون جهت پاکسازی بیشتر
- دارای پد پاککننده زبان برای پاکسازی سطح زبان از وجود باکتری‌ها

ترکیبات موجود در توربوکلین نشان می‌دهد که می‌تواند از رشد و فعالیت باکتری‌های مرتبط با عفونت‌های دهان جلوگیری کند. توربوکلین حاوی فلاونوئیدها، تانن، ویتامین‌ها، فلوراید و سایر نمک‌های معدنی است. برخی از عوامل آنتی‌اکسیدانی و ضد میکروبی آن می‌توانند طول عمر و کارایی دندان‌ها را افزایش دهند. استفاده از نقره در مراقبت از دهان قرن‌هاست که شناخته شده است و در قرن نوزدهم به عنوان جزء اصلی در آمالگام‌های دندانی به رسمیت شناخته شده است. از مزایای آن خواص ضد باکتریایی، کاهش التهاب لثه، کاهش بوی بد دهان و ... است. پوشش نقره، میکروب‌های موجود بر روی فیلامنت‌های مسواک استفاده شده در طول شبانه روز را از بین می‌برد.







البياف تركيبى خفالى وقره  
A9.01: كد



البياف ساده  
A8.01: كد



## میراکل MIRACLE

- طراحی ارگونومیک و ضد لغزش دسته
- الیاف با الگوی کاشت ۱۲ درجه برای پاکسازی بهتر کلیه سطوح دندان
- چیدمان متراکم الیاف و ترکیب CT-Bristle و نایلون جهت پاکسازی بیشتر
- دارای پد پاک کننده زبان برای پاکسازی سطح زبان از وجود باکتری ها
- دارای ماساژور لثه
- دارای درجه زمان بندی مصرف مسواک

کد: A7.01





همراه با نشانگر زمان



الیاف ترکیبی، نایلون و فوق نازک



الیاف با الگوی کاشت زاویه دار ۱۲ درجه



- دستگیره نرم، ارگونومیک و ضدلغزش
- چیدمان متراکم برای پاکسازی حداکثری سطوح دندان
- دارای پد پاککننده زبان برای پاکسازی سطح زبان از وجود باکتری‌ها
- ساخته شده از بهترین مواد اولیه Food Grade
- دارای الیاف نایلونی با لبه انتهایی گرد شده (مدل مدیوم)
- و الیاف فوق نازک CT-Bristles (مدل سافت)
- دارای بسته بندی مسافرتی
- دارای بسته بندی سه عددی اقتصادی



کد: B2.02

## پلاریس POLARIS



کد: B2.03

کد: B2.01



کد: B1.01

کد: B1.03

- دستگیره نرم، ارگونومیک و ضدلغزش
- چیدمان متراکم برای پاکسازی حداکثری سطوح دندان
- دارای پد پاککننده زبان برای پاکسازی سطح زبان از وجود باکتری‌ها
- ساخته شده از بهترین مواد اولیه Food Grade
- دارای الیاف نایلونی با لبه انتهایی گرد شده (مدل مدیوم)
- و الیاف فوق نازک CT-Bristles (مدل سافت)
- دارای بسته بندی مسافرتی
- دارای بسته بندی سه عددی اقتصادی



درجه بندی الیاف:



جنس الیاف:



کد: B1.02

پرل

PEARL





کد: D4.01

## دیپ‌کلین

### DEEP CLEAN

- دستگیره ارگونومیک
- الیاف با الگو کاشت زاویه‌دار بالای هد
- مسواک جهت پاکسازی بیشتر
- مسواک اقتصادی و با کیفیت
- دارای درپوش محافظ آنتی باکتریال
- رنگ بندی مختلف و بسته بندی جذاب



درجه بندی الیاف:



جنس الیاف:

## ایزی وایت EASY WHITE

- دستگیره ارگونومیک
- ساخته شده از بهترین مواد اولیه Food Grade
- مسواک اقتصادی و با کیفیت
- هر بسته حاوی دو عدد مسواک
- در رنگ بندی مختلف و بسته بندی جذاب

M  
MED

S  
SOFT

درجه بندی الیاف:

Turbo  
White  
Technology

With  
CT-Bristles

جنس الیاف:



کد: E1.02

## فَرش FRESH

کد: C2.02

## فاین FINE

- اندازه متناسب سر مسواک برای حرکت آسان داخل دهان
- مناسب افرادی که فکهای کوچک دارند
- مناسب برای خانمهای بارداری که در هنگام مسواک زدن دچار حالت تهوع می‌شوند
- دستگیره سبک، نرم و ضدلغزش
- دارای پد پاک‌کننده زبان
- ساخته شده از بهترین مواد اولیه Food Grade



درجه بندی لیاف: M MED / S SOFT



جنس لیاف: Turbo White Technology / With GT-Bristles

کد: C1.01



کد: C2.02

کد: C1.01





کد: C3.02

## بای فرم BIFORM

- طراحی متفاوت
- دستگیره سبک، نرم و ضدلغزش
- ساخته شده از بهترین مواد اولیه Food Grade
- هر بسته حاوی دو عدد مسواک

**M**  
MED

**S**  
SOFT

درجه بندی ایاف:

Turbo  
White  
Technology

With  
CT-Bristles


جنس ایاف:

اگر پلاک‌های دندانی به طور منظم برداشته نشوند روی دندان سخت شده، تشکیل جرم داده و در نهایت سبب پوسیدگی و سوراخ شدن دندان می‌شوند. جهت زدودن پلاک‌های دندانی از بین دندان‌ها می‌بایست از محصولات استفاده کنیم که بتوانند کاملا فضای بین دندانی را تمیز کنند. این محصولات میان دندانی نامیده می‌شوند که شامل نخ دندان، خلال دندان و مسواک‌های میان دندانی می‌باشند.

نخ دندان در اصل رشته‌ای از جنس نایلون و یا تفلون است که به منظور پاک‌سازی و برداشتن ریزه‌های غذا، پلاک دندانی و یا گاهی برای از بین بردن پوسیدگی‌های خیلی سطحی بین دندانی از آن‌ها استفاده می‌شود. کانفیدنت به منظور رفع نیاز بازار انواع مختلفی از نخ دندان را عرضه می‌کند.

- **نخ دندان PFT یا همان تفلون:** بهترین نوع نخ دندان می‌باشد که ریش ریش نمی‌شود و به لثه کم‌ترین آسیب را وارد می‌کند و از همه مهم‌تر مناسب برای دندان‌های فشرده یا نامرتب می‌باشد. همچنین مناسب برای افرادی که دندان‌های خود را ارتودنسی کرده‌اند، این افراد می‌توانند با کمک عبوردهنده نخ دندان از این نخ دندان برای پاک‌سازی فضاهای بین دندانی استفاده کنند.
- **نخ دندان پهن‌شونده:** نخ دندان اکسپن‌دینگ یا پهن‌شونده مناسب افرادی است که تا حدودی فاصله بین دندانی و یا پروتز دندانی دارند. خاصیت پهن‌شوندگی نخ دندان کمک می‌کند جرم‌ها به راحتی از فضای بین دندانی خارج شوند و کم‌ترین آسیب به لثه وارد شود.

- **نخ دندان فوق نازک نایلون:** افرادی که کامپوزیت یا لمینت دارند نخ دندان فوق نازک مناسب‌تر از نخ دندان نایلون معمولی برای دندان‌هایشان می‌باشد.
- **نخ دندان نایلون:** این نوع از نخ برای دندان‌های معمولی مناسب می‌باشد.
- **نخ دندان کمانی:** نخ دندانی بسیار کاربردی است که استفاده از آن، آسان است. به خصوص برای زمانی که دست شما آلوده است. با استفاده از این نخ دندان سطوح دندانی مجاور لثه تمیز می‌شود، زیرا نخ دندان قسمتهایی از دندان را که با مسواک قابل دسترسی نیست تمیز می‌کند. نخ دندان کمانی قابلیت استفاده به عنوان خلال دندان را نیز دارا می‌باشد. برای این منظور می‌بایست دسته نخ دندان کمانی کانفیدنت را تا کنید.



- نخ دندان ذغالی دارای کربن فعال
- عملکرد دوگانه: نخ دندان + خلال دندان
- ساخته شده توسط ماشین آلات اتوماتیک بدون دخالت دست
- تعداد در بسته: ۳۰ و ۵۰ عددی
- ساخته شده از نخ چندلایه با استقامت بالا

- عملکرد دوگانه: نخ دندان + خلال دندان
- ساخته شده توسط ماشین آلات اتوماتیک بدون دخالت دست
- تعداد در بسته: ۳۰ و ۵۰ عددی
- ساخته شده از نخ چندلایه با استقامت بالا

کد: F5.02  
کد: F5.03

کد: F4.01  
کد: F4.02



کد: F4.03

فلاس پیک ذغالی

CHARCOAL Flosspick



فلاس پیک

FLOSSPICK





## ایزی گلاйд EASY GLIDE

- نخ دندان آنتی باکتریال و ضد پوسیدگی
- مناسب برای دندان‌های فشرده و نامرتب
- مناسب برای افرادی که ارتودنسی انجام داده‌اند.
- دارای موم برای حرکت بهتر بین دندان‌ها
- ساخته شده از نخ بسیار مقاوم بدون ریش‌ریش‌شدگی در هنگام استفاده

کد: F1.01



## اکسپندینگ EXPANDING

- نخ پهن شونده مناسب برای انواع فضاهای بین دندانی
- مناسب برای افراد دارای پروتز دندانی
- دارای استقامت بالا در برابر پارگی
- دارای موم برای حرکت بهتر بین دندان‌ها
- قابل دسترس در دو نوع ۳۰ و ۵۰ متری

کد: F2.01، ۵۰ متر

کد: F2.02، ۳۰ متر



## کلاسیک CLASSIC

- نخ دندان آنتی باکتریال نایلونی
- ساخته شده از نخ چندلایه با استقامت بالا
- دارای موم برای حرکت آسان‌تر بین دندان‌ها
- و جلوگیری از خراشیدگی لثه

کد: F3.01

۲۳





### پروانامل

## PROENAMEL

- نخ دندان فوق نازک
- مناسب برای افراد دارای کامپوزیت و لمینت
- ساخته شده از نخ چند لایه با استقامت بالا
- دارای قرقره با قابلیت جمع‌کنندگی نخ دندان
- دارای موم برای حرکت بهتر بین دندان‌ها و جلوگیری از خراشیدگی لثه
- با رایحه دلپذیر معنای تازه برای ایجاد حس خنکی و طراوت

کد: F3.02




### چارکول

## CHARCOAL

- دارای کربن فعال جهت از بین بردن میکروب‌ها
- ساخته شده از نخ چند لایه با استقامت بالا
- دارای قرقره با قابلیت جمع‌کنندگی نخ دندان
- دارای موم برای حرکت بهتر بین دندان‌ها و جلوگیری از خراشیدگی لثه
- با رایحه دلپذیر معنای تازه برای ایجاد حس خنکی و طراوت

کد: F5.01



طراحی دسته و سر مسواک کودک به گونه‌ای است که علاوه بر جذب و ترغیب کودک به مسواک زدن، دسته در دست کودک به خوبی قرار گرفته و دچار لغزش نمی‌شود و مسواک زدن را برای کودک بسیار آسان می‌نماید. ابعاد سر مسواک کودک با توجه به اندازه فک کودک در رده سنی ۳ الی ۶ و ۶ الی ۱۲ سال طراحی گردیده است. همچنین رنگ‌های به کار رفته در مسواک‌های کودک از گرید غذایی بوده و به سلامت کودکان عزیز آسیبی نمی‌رسانند.



## مسواکهای کودک

کد: H1.01



فلای دنت  
FLYDENT

- طراحی زیبا و منحصر به فرد
- الیاف فوق نازک CT-Bristles (مدل سافت)
- دستگیره سبک و ضدلغزش
- دارای درپوش محافظ آنتی باکتریال

With  
CT-Bristles

جنس الیاف:

S  
SOFT

درجه بندی الیاف:

کد: K4.01	کد: K3.01	کد: K2.01	کد: K1.01
کد: K4.02 (کیفت)	کد: K3.02 (کیفت)	کد: K2.02 (کیفت)	کد: K1.02 (کیفت)

مَجیک برَاش	هانی تیت	هپی اسکوئرل	تاینی مانکی
MAGIC BRUSH	HONEY TEETH	HAPPY SQUIRREL	TINY MONKEY



## تاینی مانکی و هپی اسکوئرل

- طراحی شده مخصوص گروه سنی ۳ تا ۶ سال
- دارای دو سایز متفاوت سر مسواک
- الیاف نرم و فوق نازک CT-Bristles. مخصوص دندان‌ها و لثه حساس کودکان
- دارای پد پاک کننده زبان
- دستگیره سبک، نرم و ضد لغزش
- ساخته شده از بهترین مواد اولیه Food Grade
- بسته بندی جایزه دار با اسباب بازی های جذاب

ULTRA  
SOFT

S  
SOFT

درجه بندی الیاف:

With  
CT-Bristles

جنس الیاف:

## مَجیک برَاش و هانی تیت

- طراحی شده مخصوص گروه سنی ۶ تا ۱۲ سال
- دارای دو سایز متفاوت سر مسواک
- دارای پد پاک کننده زبان
- دستگیره سبک، نرم و ضد لغزش
- ساخته شده از بهترین مواد اولیه Food Grade
- بسته بندی جایزه دار با اسباب بازی های جذاب
- دارای درپوش محافظ آنتی باکتریال

M  
MED

S  
SOFT

درجه بندی الیاف:

Turbo  
White  
Technology

With  
CT-Bristles

جنس الیاف:



## تخصصی ایمپلنت IMPLANT

برای اینکه ایمپلنت‌های دندانی خود را تا آخر عمر سالم نگه دارید، مهم است که هر روز آن‌ها را به درستی تمیز کنید و مرتباً به یک متخصص دندانپزشک مراجعه کنید. تمیز کردن تمام سطوح ایمپلنت و پروتز دندان، درست مانند دندان‌های طبیعی بسیار مهم است. جهت مراقبت روزانه ما مسواک‌های معمولی، نخ دندان و مسواک‌های تخصصی را ارائه می‌دهیم.

### ● چگونه بین ایمپلنت‌های دندانی خود را تمیز کنم؟

استفاده از مسواک بین دندانی و مخصوص ایمپلنت مؤثرترین راه برای تمیز کردن کناره‌های ایمپلنت و فضاهای اطراف آن‌هاست. ساختار ایمپلنت شما باید امکان دسترسی آسان به تمیز کردن را فراهم کند. از دندانپزشک خود بخواهید که محل قرارگیری ایمپلنت‌ها را به شما نشان دهد و در انتخاب نوع مناسب مسواک کمک کند. شما معمولاً به بیش از یک مدل و سایز مسواک نیاز دارید.

### ● دفعات مسواک زدن، پس از ایمپلنت چگونه است؟

مسواک زدن و نخ دندان کشیدن برای بهداشت خوب دهان پس از کاشت ایمپلنت دندان بسیار ضروری است. حتما حداقل روزی ۲ بار مسواک بزنید و حداقل روزی یکبار از نخ دندان استفاده کنید. در حالت ایده‌آل، حداقل نیم ساعت پس از هر وعده غذایی مسواک زده و نخ دندان بکشید.

### ● اگر مسواک و نخ دندان نکشید، چه اتفاقی برای ایمپلنت دندان می‌افتد؟

اگر بعد از کاشت ایمپلنت دندان، مسواک نزنید و نخ دندان نکشید، باید چندین خطر را در نظر بگیرید که متداول‌ترین آن‌ها به این گونه می‌باشد:

● **بیماری لثه:** بیماری لثه می‌تواند منجر به آسیب به بافت لثه شده و احتمال شکست ایمپلنت را بیشتر کند.

● **پری ایمپلنت:** نوعی عفونت و التهاب است که بافت لثه اطراف ایمپلنت‌های دندانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر مورد توجه قرار نگیرد، می‌تواند منجر به شکست ایمپلنت شود.

● **از دست دادن بیشتر دندان:** بهداشت نامناسب دهان می‌تواند منجر به پوسیدگی دندان‌های باقی مانده و از دست دادن بیشتر دندان‌ها شود. همچنین بر ایمپلنت‌ها تاثیر منفی دارد.





## ایمپلنت زاویه‌دار ANGLED IMPLANT

- دارای هد زاویه‌دار جهت پاکسازی پشت ایمپلنت‌ها
- دارای هد نازک و کوچک جهت سهولت دسترسی به فضاهای دشوار
- پاکسازی محل اتصال ایمپلنت و لثه و از بین بردن بیشتر پلاک‌های دندانی و کاهش التهاب لثه



کد: S1.01





## ایمپلنت تک حفره UNIQUE IMPLANT

- دارای الیاف متراکم تک حفره‌ای
- دارای هد نازک و کوچک جهت سهولت دسترسی به فضاهای دشوار
- سر مسواک دارای الیاف زاویه‌دار به صورت مخروطی، جهت نفوذ به فضای بین پروتزها و لثه
- برای پروتزهای دندانی ۴۳ درصد عملکرد بهتر جهت از بین بردن پلاک‌های دندانی و کاهش التهاب لثه درمقایسه با مسواک‌های معمولی



کد: S2.01




## خلال بین دندانی

EASY SUPER PICK

DEEP SUPER PICK

- طراحی مقاوم، انعطاف پذیر و روکش سیلیکونی
- پاکیزگی بین دندان بدون ایجاد هیچگونه آسیب به لثه
- استفاده جهت ماساژ لثه و حفظ سلامت آن، بدون بکارگیری هیچگونه فلزی برای استفاده روزانه عموم افراد و همچنین موارد اردتودنسی، ایمپلنت و روکش


پاکسازی چند برابری بدون آسیب به لثه  
**SUPER PICK**



**TOTAL PROTECTION**



کد: 19.01



**BEST  
CHOICE**



کد: 18.01

## تخصصی ارتودنسی ORTHODONTICS

حفظ یک روال منظم و کامل بهداشت دهان و دندان بخش مهمی از درمان ارتودنسی شماست، زیرا باعث می‌شود لبخند جدید شما یک لبخند سالم باشد.

هسته اصلی برنامه بهداشت دهان و دندان شما ابزاری است که برای این کار انتخاب می‌کنید. از آنجایی که هدف ما از بین بردن تمام ذرات غذا و باکتری‌هایی است که در شکاف‌های کوچک براکت‌ها و بین دندان‌های شما تجمع می‌کنند، شما باید مسواکی داشته باشید که پاکسازی مؤثر انجام دهد. ما به شما مسواک‌های مخصوص ارتودنسی کانفیدنت، MAX TEEN و MAX PLUS که دارای الیاف ترکیبی نایلون و الیاف بسیار نازک CT-Bristles می‌باشد را توصیه می‌کنیم. این مسواک‌ها برای لثه‌ها ملایم هستند و الیاف فوق نازک آن‌ها می‌توانند در کوچک‌ترین فضاهای براکت‌ها قرار بگیرند تا باکتری‌ها را به خوبی پاکسازی کرده و دهان شما را کاملاً تمیز نگه دارند.

توجه داشته باشید به علت داشتن براکت ارتودنسی، کشیدن نخ دندان بسیار دارای اهمیت است که توصیه ما به شما استفاده از نخ دندان ایزی گلاید (فوق نازک) کانفیدنت با عبوردهنده نخ دندان می‌باشد.

همچنین از نقاط زیر سیم براکت‌ها در مسواک زدن غافل نشوید که بسیار مهم است، از آن جهت که دسترسی به آن نقاط سخت می‌باشد لازم است شما از مسواک‌های بین دندانی استفاده نمایید. به علت متفاوت بودن سایز مسواک‌های بین دندانی حتماً به کمک پزشک خود، از سایز مناسب مطلع شوید.





- مسواک مخصوص دندان‌های ارتودنسی شده
- طراحی ارگونومیک و ضد لغزش دسته
- دارای الیاف میانی کوتاه‌تر جهت پاکسازی براکت‌ها
- دارای الیاف نرم جهت پاکسازی دندان‌ها و الیاف متوسط جهت پاکسازی براکت‌ها
- دارای الگوی کاشت دایره‌ای برای پوشش ۳۶۰ درجه
- کلیه سطوح دندان
- دارای درپوش آنتی باکتریال

## مکس پلاس (ارتودنسی)

### MAX PLUS



کد: A1.02



- مسواک مخصوص دندان‌های ارتودنسی شده
- دارای هد ظریف و کوچک برای سهولت دسترسی به دندان‌های انتهایی
- دارای الیاف میانی کوتاه‌تر جهت پاکسازی براکت‌ها
- دارای الیاف نرم جهت پاکسازی دندان‌ها و الیاف متوسط جهت پاکسازی براکت‌ها
- دارای درپوش آنتی‌باکتریال

مکس تین (ارتودنسی)

MAX TEEN



کد: A6.01

- مناسب برای افرادی که ارتودنسی، ایمپلنت و جراحی لثه انجام داده‌اند.
- با بهترین مواد تشکیل دهنده شامل فیلامنت تاینکس ۰.۱۲ مارک DUPONT وایر آلمانی
- ۵ سایز مختلف طبق نیاز شما با تکنولوژی روز دنیا

## مساکبین‌دندانی INTERDENTAL BRUSH

کد: i0.06

mm	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7
ISO Size	0	1	2	3	4

iso size iso 16409

کد: i1.06

mm	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7
ISO Size	0	1	2	3	4

کد: i3.06

mm	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7
ISO Size	0	1	2	3	4

کد: i2.06

mm	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7
ISO Size	0	1	2	3	4

کد: i4.06

mm	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7
ISO Size	0	1	2	3	4





## عبور دهنده نخ دندان

## FLOSS THREADERS



- مناسب برای افرادی که ارتودنسی انجام داده‌اند و نیاز مبرم به نخ دندان کشیدن دارند، که این ابزار در سهولت انجام کار نقش بسزایی دارد.
- ساخته شده از بهترین مواد اولیه Food Grade

پک بهداشتی و کاملاً ضروری برای افرادی که ارتودنسی انجام داده اند.

شامل:

- یک عدد مسواک ارتودنسی مکس پلاس
- تعداد ۳ عدد مسواک بین دندانی
- تعداد ۲۰ عدد عبوردهنده نخ دندان
- یک عدد نخ دندان ایزی گلاید ۲۰ متری
- یک عدد درپوش با نشانگر زمان تعویض

## پک ارتودنسی ORTHODONTICS PACK



کد: P1.01



پک کاملاً بهداشتی مناسب مسافرت و مصرف روزانه شامل:

- یک عدد مسواک با کیفیت ( پرل- پلاریس )
- تعداد ۸ عدد نخ دندان کمانی
- یک عدد نخ دندان کلاسیک ۲۰ متری
- یک عدد درپوش با نشانگر زمان تعویض

استار پک

STAR PACK

کد: P2.01



## اورال کَر ORAL CARE

کد: P3.01

پک بزرگسال Oral Care با بسته‌بندی مسافرتی شامل:

- یک عدد مسواک شاین
- آینه جهت بررسی سلامت دندان
- سوند مهم ترین ابزار معاینه دندان پزشکی است. که برای معاینه دندان‌های پوسیده (امتحان سلامت دندان)، جرم‌های دندانی و ... استفاده می‌شود.
- یک عدد درپوش با نشانگر زمان تعویض



## پک ذغالی CHARCOAL PACK

کد: P4.01

پک بزرگسال ذغالی کاملاً بهداشتی و مسافرتی  
شامل:

- یک عدد مسواک ذغالی
- تعداد ۸ عدد نخ‌دندان کماتی ذغالی
- یک عدد نخ‌دندان ذغالی ۲۰ متری
- یک عدد درپوش با نشانگر زمان تعویض





- دارای الیاف نایلون با کیفیت بالا
- از ایجاد پلاک دندان جلوگیری می کند.
- طول عمر دندان مصنوعی را افزایش می دهد.
- از سلامت لثه و دندان محافظت می کند.
- سر کوچک مسواک مناسب برای پاکسازی محل اتصال لثه و دندان مصنوعی می باشد و نیز پاکسازی بهتر نقاطی که دسترسی به آن سخت است.

## مسواک دندان مصنوعی

### DENTURE BRUSH

جهت تمیزکردن دندان مصنوعی مراحل زیر باید انجام گردد:

از یک برس معمولی یا نرم و آب گرم برای مسواک زدن دندان مصنوعی خود استفاده کنید.

پس از هر وعده غذایی، دندان مصنوعی خود را به خوبی بشویید تا مواد غذایی باقیمانده از بین رود و مانع از رشد باکتری‌ها شود.

هر روز چند ساعت دندان مصنوعی خود را در محلول آنتی باکتریال خیس کنید. این کار در طول شب هنگام خواب راحت تر است و به حذف باکتری‌ها کمک می کند. و به لثه‌های شما بعد از استفاده از دندان مصنوعی استراحت می دهد.

کد: S3.01

## Cross Action Turbo Clean





@confident.ir



www.confident.ir



info@confident.ir



026 - 34760974